

# SVETOVÁ NOVINKA PRE VČASNÚ DIAGNOSTIKU ICHDK

Prístroj BOSO ABI 100 prináša celkom novú metódu merania indexu členok-rameno (ABI – Ankle Brachial Index).

Periférne arteriálne ochorenie, alebo ischemická choroba dolných končatín (ICHDK) vedie často ku kardiovaskulárnej príhode s dramatickým priebehom. Zvlášť u rizikových skupín – fajčiari, diabetici a starší ľudia – je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované.

Prístroj BOSO ABI 100 zmeria ABI index rýchlo, presne a spoľahlivo. Jednoduchá a rýchla obsluha umožňuje široké použitie tejto vyšetrovacej metódy. Tým je možné včasné rozpoznanie, predovšetkým, keď pacient ešte nepociťuje žiadne ťažkosti.

Prístroj BOSO ABI 100 teraz otvára dvere k riešeniu ochorenia v počiatočnom štádiu

**Základné vlastnosti boso ABI-systému 100**

- jednoduché zistenie indexu členok / rameno (ABI index)
- súčasné meranie krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách naraz
- oscilometrická metóda merania
- prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
- konfigurovateľná záverečná správa

## ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Ischémia znamená nedostatočné prekrvenie

niektorého orgánu ľudského tela. Dostatočné prekrvenie zabezpečuje dostatočný príjem živín a kyslíka, čo je bezpodmienečne nutné pre správnu funkciu ktoréhokoľvek orgánu. Pokiaľ sa porucha prekrvenia dotýka významného a dôležitého orgánu, dochádza k priamemu ohrozeniu života.

Ischemická choroba srdca je dôsledkom nedostatočného prekrvenia časti srdcového svalu = ischemia myokardu ako následok poruchy vencových tepien, ktoré srdcový sval normálne vyživujú.

Certifikát o zaškolení získala [Mudr.Barbara Galbiati](#) - Primár polikliniky, ktorá bola riadne oboznámená s vlastnosťami, obsluhou a možnými rizikami používania prístroja BOSO ABI - system 100 (PWV).

*V prípade otázok sa neváhajte na nás obrátiť, radi Vám odpovieme.*

Tím Mediconet.

